

## NIEUWSBRIEF

Juni 2012

Jaargang 2, nr.6

### VOOR MEER INFORMATIE:

#### LABORATORIUM- GENEESKUNDE

Herestraat 49  
3000 Leuven

Tel. 016/34 70 19

Fax: 016/34 70 42

E-mail:

[laboratoriumgeneeskunde@uzleuven.be](mailto:laboratoriumgeneeskunde@uzleuven.be)

[uzleuven.be](http://uzleuven.be)

[www.uzleuven.be/lag](http://www.uzleuven.be/lag)

Wil u ook onze andere  
nieuwsbrieven lezen,  
neem dan een kijkje op  
onze [website](#).

Erkenningsnummer  
8-24700-91-431 vanaf  
26/10/2011

BTW nummer  
BE 0419.052.173

### IN DIT NUMMER:

Voorwoord 1

Labogids 2

Referentiewaarden 5

Aanvraagcodes 5

Nieuwe publicaties 5

## NIEUWSBRIEF LABORATORIUMGENEESKUNDE UZLEUVEN

Geachte collega

Hierbij vindt u de wijzigingen van de maand mei 2012.

De actuele status van ons testaanbod met afname- en verzend-instructies, verwachte antwoordtijden enz. is op elk ogenblik beschikbaar in onze labogids via onze website:

<http://www.uzleuven.be/nl/laboratoriumgeneeskunde/instructies-per-test> .

Voor het opvragen van resultaten kunt u terecht op het call center op nr. 016/34 70 00. Dit is elke werkdag open van 08 u. tot 18 u.

Tijdens de verlofperiode juli-augustus 2012 blijven onze diensten uiteraard beschikbaar: de extra-muros receptie is elke werkdag open van 08 u. tot 18 u.

Ook op 11/7 is de extra-muros receptie de hele dag open.

Op 21/7 en 15/8 zijn we gesloten. Op die dagen kunnen de stalen altijd afgegeven worden in het labo.

Zijn er collega's die de nieuwsbrief ook wensen te ontvangen, wenst u deze nieuwsbrief op een ander adres te ontvangen of niet meer te ontvangen, mail dan naar [laboratoriumgeneeskunde@uzleuven.be](mailto:laboratoriumgeneeskunde@uzleuven.be) .

Wij hopen u hiermee van dienst te zijn.

Prof. Dr. Johan Van Eldere, diensthoofd-laboratoriumdirecteur  
en de stafleden van Laboratoriumgeneeskunde UZ Leuven

## MEI 2012: WIJZIGINGEN AAN DE LABOGIDS

Voor details van onderstaande wijzigingen : zie onze on-line labogids: <http://www.uzleuven.be/nl/laboratoriumgeneeskunde/instructies-per-test>

Test	rubriek	aard van de aanpassing
Insuline nuchter (bloed)	test omvat ook:	toegevoegd: 'Hemoglobine vrij in plasma (bloed)'
Insuline niet nuchter (bloed)	test omvat ook:	toegevoegd: 'Hemoglobine vrij in plasma (bloed)'
Insuline om ... u (bloed)	test omvat ook:	toegevoegd: 'Hemoglobine vrij in plasma (bloed)'
Lactaat / pyruvaat (bloed)	conditionering & verzending	<p>toegevoegd: 'Staal moet worden afgenomen in aanwezigheid van labopersoneel (maak op voorhand een afspraak). Het staal dient onmiddellijk na afname onteiwit te worden omdat pyruvaat en vooral acetoacetaat erg labiel zijn.</p> <p>De laborant neemt een gelabelde buis met 1 mL ijskoud perchloorzuur IM (koelkast, 2 jaar houdbaar) op ijs mee. Pipetteer onmiddellijk na de veneuze punctie 1 mL gehepariseerd bloed in het buisje met 1 mL ijskoud perchloorzuur, meng op en plaats de buis terug op ijs. Vries het buisje als dusdanig (bruine kleur) in en verstuur diepgevroren.</p> <p>Voor meer informatie bel 016 34 04 52.'</p>
	bijzonderheden	toegevoegd: 'De test 3-Hydroxybutyraat / acetoacetaat (bloed) kan op hetzelfde staal worden uitgevoerd.'
3-Hydroxybutyraat / acetoacetaat (bloed)	conditionering & verzending	<p>toegevoegd: 'Staal moet worden afgenomen in aanwezigheid van labopersoneel (maak op voorhand een afspraak). Het staal dient onmiddellijk na afname onteiwit te worden omdat pyruvaat en vooral acetoacetaat erg labiel zijn.</p> <p>De laborant neemt een gelabelde buis met 1 mL ijskoud perchloorzuur IM (koelkast, 2 jaar houdbaar) op ijs mee. Pipetteer onmiddellijk na de veneuze punctie 1 mL gehepariseerd bloed in het buisje met 1 mL ijskoud perchloorzuur, meng op en plaats de buis terug op ijs. Vries het buisje als dusdanig (bruine kleur) in en verstuur diepgevroren.</p> <p>Voor meer informatie bel 016 34 04 52.'</p>
Kanarie-faeces Ge200 (bloed)	nieuw in het menu	
Mycoplasma pneumoniae PCR (CSV) EM	nieuw in het menu	
hCG totaal (tumormerker) (bloed)	niet-ZIV prijs	verwijderd
	RIZIV nomenclatuur-nummer	546195-546206, B 400
Fibrillarine (bloed)	nieuw in het menu	

**MEI 2012: WIJZIGINGEN AAN DE LABOGIDS (VERVOLG)**

Voor details van onderstaande wijzigingen : zie onze on-line labogids: <http://www.uzleuven.be/nl/laboratoriumgeneeskunde/instructies-per-test>

Test	rubriek	aard van de aanpassing
Porfobilinogeen (PBG) (urinedebiet)	conditionering & verzending	van: 'Verzending: staal van licht afschermen! Verzending: gekoeld (2-8°C).' naar: 'Verzending: ingevroren of gekoeld (2-8°C).'
Porfyrienen (uro,copro) (urinedebiet)	conditionering & verzending	van: 'Verzending: staal van licht afschermen! Verzending: gekoeld (2-8°C).' naar: 'Verzending: ingevroren of gekoeld (2-8°C).'
Porfobilinogeen (urinestaal)	richtlijnen voor staalafname	toegevoegd: 'Staal onmiddellijk na afname van het licht afschermen'
	conditionering & verzending	van: 'Verzending: staal van licht afschermen! Verzending: gekoeld (2-8°C).' naar: 'Verzending: ingevroren of gekoeld (2-8°C).'
Hepatitis E virus antistoffen (bloed)	toestel	van: 'Siemens Medical Solutions Diagnostics (Dade Behring) - BEP III & INNOGENETICS - Auto-LIA II' naar: 'INNOGENETICS - Auto-LIA 48 & Siemens Medical Solutions Diagnostics (Dade Behring) - BEP III'
HTLV-I & II antistoffen (CSV)	toestel	van: INNOGENETICS - Auto-LIA II' naar: 'INNOGENETICS - Auto-LIA 48'
HTLV confirmatie antistoffen (bloed)	toestel	van: INNOGENETICS - Auto-LIA II' naar: 'INNOGENETICS - Auto-LIA 48'
HIV antistoffen confirmatie (bloed)	toestel	van: 'Siemens Medical Solutions Diagnostics (Dade Behring) - BEP III & INNOGENETICS - Auto-LIA II' naar: 'INNOGENETICS - Auto-LIA 48 & Siemens Medical Solutions Diagnostics (Dade Behring) - BEP III'
Borrelia confirmatie IgM (CSV)	toestel	van: INNOGENETICS - Auto-LIA II' naar: 'INNOGENETICS - Auto-LIA 48'
Hemoglobine vrij in plasma (bloed)	bijzonderheden	toegevoegd: 'Deze test maakt geen onderscheid tussen intravasculaire hemolyse en in vitro hemolyse bv aansluitend op de staalname. De betere test voor het opsporen van intravasculaire hemolyse is het opsporen van verlaagd haptoglobine. '
	toestel	van 'HITACHI/Roche - MODULAR P' naar 'HITACHI/Roche - COBAS c702'
Borrelia antistoffen (CSV)	uitvoerfrequentie	van 'op Do (batch)' naar '1 maal per week'
	toestel	van: INNOGENETICS - Auto-LIA II' naar: 'INNOGENETICS - Auto-LIA 48'
Borrelia confirmatie IgG (bloed)	uitvoerfrequentie	van 'op Do (batch)' naar '1 maal per week'
	toestel	van: INNOGENETICS - Auto-LIA II' naar: 'INNOGENETICS - Auto-LIA 48'

**MEI 2012: WIJZIGINGEN AAN DE LABOGIDS (VERVOLG)**

Voor details van onderstaande wijzigingen : zie onze on-line labogids: <http://www.uzleuven.be/nl/laboratoriumgeneeskunde/instructies-per-test>

Test	rubriek	aard van de aanpassing
Amikacine (DALWAARDE vóór toediening) (bloed)	uitvoerfrequentie	van: 'elke werkdag, tijdens de diensturen, Za en Zo voormiddag' naar 'elke dag, inclusief Za en Zo'
	toestel	van: 'ABBOTT - TDxFLx' naar 'HITACHI/Roche - COBAS c702'
Amikacine (PIEKWAARDE na toediening) (bloed)	uitvoerfrequentie	van: 'elke werkdag, tijdens de diensturen, Za en Zo voormiddag' naar 'elke dag, inclusief Za en Zo'
	toestel	van: 'ABBOTT - TDxFLx' naar 'HITACHI/Roche - COBAS c702'
Amikacine (vóór dialyse) (bloed)	uitvoerfrequentie	van: 'elke werkdag, tijdens de diensturen, Za en Zo voormiddag' naar 'elke dag, inclusief Za en Zo'
	toestel	van: 'ABBOTT - TDxFLx' naar 'HITACHI/Roche - COBAS c702'
Amikacine (na dialyse) (bloed)	uitvoerfrequentie	van: 'elke werkdag, tijdens de diensturen, Za en Zo voormiddag' naar 'elke dag, inclusief Za en Zo'
	toestel	van: 'ABBOTT - TDxFLx' naar 'HITACHI/Roche - COBAS c702'
Borrelia antistoffen (bloed)	uitvoerfrequentie	van 'op Ma en Do (batch)' naar 'op Ma en Woe (batch)'
EliA JoI (bloed)	nieuw in het menu	

**MEI 2012: WIJZIGINGEN AAN REFERENTIEWAARDEN**

Voor details van onderstaande wijzigingen : zie onze on-line labogids:

<http://www.uzleuven.be/nl/laboratoriumgeneeskunde/instructies-per-test>

Test	aard van de aanpassing
PM-Scl (bloed)	van: <= 15.0 microg/L naar <= 7.0 U/mL
Mi-2 (bloed)	van: <= 15.0 microg/L naar <= 7.0 U/mL
Aspergillus flavus Gm228 (bloed)	toegevoegd: <= 50,0 mg/L
Kanarie-faeces Ge200 (bloed)	nieuw in het menu: <= 24,0 mg/L
Fibrillarine (bloed)	nieuw in het menu: <= 7,0 U/mL
EliA JoI (bloed)	nieuw in het menu: <= 7,0 U/mL

**MEI 2012: WIJZIGINGEN AAN AANVRAAGCODES INTERLIS (AANVRAAGMENU)**

Voor details van onderstaande wijzigingen: zie [http://wl.uzleuven.be/labo/LAG/LAG\\_Aanvraagmenu/](http://wl.uzleuven.be/labo/LAG/LAG_Aanvraagmenu/)

Test	aard van de aanpassing
Kanarie-faeces Ge200 (bloed)	nieuw in het menu: aanvraag: 6167 (UZL) Kanarie-faeces Ge 200 (bloed)
Mycoplasma pneumoniae PCR (CSV) EM	nieuw in het menu: aanvraag: 6168 (UZL) Mycoplasma pneumoniae PCR (CSV)
EliA JoI (bloed)	nieuw in het menu: aanvraag: 35333-4 (LOINC) ELIA - Jo I rapporteerbaar: 5234-0 LOIN ELIA - Jo I - kwalitatief en 103 (UZL) Autoantistoffen (bloed) : bespreking

**LAATSTE NIEUWE PUBLICATIES**

Kijk ook naar onze nieuwe publicaties van de laatste 6 maanden. U vindt ze terug op onze website

<http://www.uzleuven.be/laboratoriumgeneeskunde/nieuwe-publicaties> .