



DAGURINE COLLECTIE:

Eerste ochtendurine in toilet laten lopen.
Urine tijdens de dag collecteren tot en met het slapen gaan.
Debiet meten en totale hoeveelheid urine noteren op buisje: "Dagurine"
Na de staalname de bus ledigen en omspoelen.

NACHTURINE COLLECTIE:

Nachturine collecteren in de uitgespoelde bus.
Eerste urine bij het opstaan bij het nachtdebiet voegen.
Debiet meten en totale hoeveelheid urine noteren op buisje: "Nachturine".

NOTEER STEEDS UW NAAM, VOORNAAM EN HOEVEELHEID URINE OP ELK BUISJE



Sluit de urinebus goed af met het deksel.



Om een staal te nemen gaat u als volgt te werk:



Verwijder het witte etiket van het deksel. Let op: grijze gummi (hieronder bevindt zich de naald) niet aanraken.



Kantel de bus met de insteekopening naar beneden. Duw de tube in de insteekopening (rubberen stop in de insteekopening plaatsen). De tube vult zich met urine.



Wanneer de tube gevuld is, verwijder deze voorzichtig uit de urinebus.



Breng de met urine gevulde tube mee naar de raadpleging. De overige urine giet u weg.
Altijd uw naam, voornaam en volume op tube schrijven.

Indien u nog vragen heeft, aarzel niet contact met ons op te nemen
LABORATORIUMGENEESKUNDE UZ Leuven – tel. 016/34 70 00